

LP

HP

IP

XP

XXP

BASE (cm)	PROJ (cm)	VOLUME (cc)	ARC (cm)	REF	BASE (cm)	PROJ (cm)	VOLUME (cc)	ARC (cm)	REF	BASE (cm)	PROJ (cm)	VOLUME (cc)	ARC (cm)	REF	BASE (cm)	PROJ (cm)	VOLUME (cc)	ARC (cm)	REF	BASE (cm)	PROJ (cm)	VOLUME (cc)	ARC (cm)	REF								
					7,4	2,9	85	5	GS-HP085-MT/L																							
					7,6	3,1	100	5,3	GS-HP100-MT/L																							
					8,1	3,2	115	5,5	GS-HP115-MT/L																							
					8,4	3,4	120	5,8	GS-HP120-MT/L																							
					8,6	3,5	130	6	GS-HP130-MT/L																							
					8,7	3,5	140	6	GS-HP140-MT/L																							
9	2,5	115	5,1	GS-LP115-MT/L	9,1	3,5	155	6,1	GS-HP155-MT/L																							
9,2	2,5	120	5,1	GS-LP120-MT/L	9,3	3,6	160	6,3	GS-HP160-MT/L	9,2	3,6	160	6,2	GS-IP160-MT/L	9,2	4	170	6,6	GS-XP170-MT/L													
9,2	2,8	130	5,4	GS-LP130-MT/L																												
9,4	2,8	140	5,5	GS-LP140-MT/L	9,6	3,6	175	6,3	GS-HP175-MT/L	9,5	3,7	175	6,4	GS-IP175-MT/L	9,5	4,1	185	6,8	GS-XP185-MT/L													
9,9	2,8	145	5,6	GS-LP145-MT/L	9,9	3,6	180	6,4	GS-HP180-MT/L	9,9	3,9	200	6,7	GS-IP200-MT/L	9,9	4,3	200	7,1	GS-XP200-MT/L													
9,9	2,9	150	5,7	GS-LP150-MT/L	10	3,6	185	6,5	GS-HP185-MT/L												10	5	265	7,9	GS-XXP265-MT/L							
10,2	2,9	160	5,8	GS-LP160-MT/L	10,1	3,7	195	6,6	GS-HP195-MT/L																							
10,5	2,9	165	5,9	GS-LP165-MT/L	10,2	3,7	200	6,6	GS-HP200-MT/L																							
10,5	3	180	6	GS-LP180-MT/L	10,3	3,8	225	6,7	GS-HP225-MT/L	10,3	4	225	6,9	GS-IP225-MT/L	10,3	4,4	230	7,3	GS-XP230-MT/L													
10,6	3,1	195	6,1	GS-LP195-MT/L	10,6	3,8	230	6,8	GS-HP230-MT/L	10,6	4,1	245	7,1	GS-IP245-MT/L	10,6	4,6	265	7,6	GS-XP265-MT/L	10,6	5,1	300	8,1	GS-XXP300-MT/L								
					10,8	3,9	240	7	GS-HP240-MT/L	10,9	4,2	265	7,3	GS-IP265-MT/L	10,9	4,7	280	7,8	GS-XP280-MT/L	10,9	5,2	340	8,3	GS-XXP340-MT/L								
11	3,1	200	6,2	GS-LP200-MT/L	11,1	3,9	265	7,1	GS-HP265-MT/L	11,1	4,3	280	7,5	GS-IP280-MT/L	11,1	4,8	300	8	GS-XP300-MT/L	11,3	5,4	360	8,6	GS-XXP360-MT/L								
11,3	3,1	225	6,3	GS-LP225-MT/L	11,2	4	275	7,2	GS-HP275-MT/L	11,5	4,5	310	7,8	GS-IP310-MT/L	11,5	5	330	8,3	GS-XP330-MT/L	11,6	5,6	395	8,9	GS-XXP395-MT/L								
11,6	3,1	230	6,4	GS-LP230-MT/L	11,5	4	280	7,3	GS-HP280-MT/L	11,7	4,6	325	7,9	GS-IP325-MT/L	11,7	5,1	350	8,4	GS-XP350-MT/L	11,8	5,7	410	9,1	GS-XXP410-MT/L								
					11,8	4,2	310	7,6	GS-HP310-MT/L	12	4,7	350	8,1	GS-IP350-MT/L	12	5,2	380	8,6	GS-XP380-MT/L	12	5,8	440	9,2	GS-XXP440-MT/L								
										12,3	4,8	380	8,3	GS-IP380-MT/L	12,3	5,3	415	8,8	GS-XP415-MT/L	12,2	6	475	9,5	GS-XXP475-MT/L								
12,5	3,1	260	6,7	GS-LP260-MT/L	12,5	4,3	320	7,9	GS-HP320-MT/L	12,5	4,9	400	8,5	GS-IP400-MT/L	12,5	5,4	425	9	GS-XP425-MT/L	12,4	6,1	500	9,6	GS-XXP500-MT/L								
12,7	3,1	265	6,7	GS-LP265-MT/L	12,6	4,4	350	8	GS-HP350-MT/L	12,7	5	420	8,6	GS-IP420-MT/L	12,7	5,5	450	9,1	GS-XP450-MT/L	12,7	6,2	530	9,8	GS-XXP530-MT/L								
13,1	3,2	305	6,9	GS-LP305-MT/L	12,7	4,4	390	8	GS-HP390-MT/L	12,9	5,1	440	8,8	GS-IP440-MT/L	12,9	5,6	485	9,3	GS-XP485-MT/L	12,9	6,4	560	10,1	GS-XXP560-MT/L								
12,5*	3,5	310	7,1	GS-LP310-MT/L	13,3	4,5	420	8,3	GS-HP420-MT/L																							
13,1	3,5	325	7,2	GS-LP325-MT/L																	13,2	5,7	520	9,5	GS-XP520-MT/L	13,2	6,5	600	10,3	GS-XXP600-MT/L		
13,4	3,6	385	7,4	GS-LP385-MT/L	13,4	4,5	490	8,3	GS-HP490-MT/L	13,4	5,2	490	9	GS-IP490-MT/L	13,4	5,8	550	9,6	GS-XP550-MT/L													
					13,5	4,8	520	8,7	GS-HP520-MT/L	13,7	5,4	525	9,3	GS-IP525-MT/L	13,7	5,9	595	9,8	GS-XP595-MT/L	13,6	6,6	650	10,5	GS-XXP650-MT/L								
										14,1	5,5	570	9,5	GS-IP570-MT/L																		
										14,5	5,7	620	9,8	GS-IP620-MT/L																		

* Modèle spécial

L : Lisse



MT : Micro-Texturée

